

de: BITTE DIESE PACKUNGSBEILAGE GENAU DURCHLESEN UND FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG GUT AUFBEWAHREN.

BAUSCH + LOMB

ReNu MPS® Mehrzwecklösung

ANWISUNGEN: Führen Sie zur Reinigung und Desinfektion folgende einfachen Schritte durch.
SCHRITT 1: Geben Sie 3 Tropfen ReNu MPS Mehrzwecklösung auf beide Seiten der Linse und reiben Sie diese sanft 20 Sekunden hin.
SCHRITT 2: Spülen Sie beide Seiten der Linse gründlich mit ReNu MPS Mehrzwecklösung ab.
SCHRITT 3: Legen Sie die gereinigten Kontaktlinsen in den Linsenbehälter und befüllen Sie ihn mit frischer ReNu MPS Mehrzwecklösung. Lassen Sie sie mindestens 4 Stunden einweichen. Drehen Sie daran, immer frische Lösung zu verwenden.

WICHTIGE RATSCHLÄGE: Tragen Sie keine Kontaktlinsen, wenn Sie Ihre Augen mit frischer ReNu MPS Mehrzwecklösung spülen. Ein Kontaktlinsenlösungswechsel zweimal im Jahr oder auf Anweisung häufiger.
WICHTIGE RICHTLEITUNG: Bei einigen Patienten kann eine Proteinempfindung mit einem Zymenreiner erforderlich sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Augenarzt. Hinweis: Für eine sachgemäße Linsenpflege müssen Präparierungen von Ihren Linsen entfernt werden.
LAGERUNG: Bis zum nächsten Tragen können Sie Ihre Kontaktlinsen bis zu 30 Tage im geschlossenen Linsenbehälter aufbewahren.
WICHTIGE RICHTLEITUNG: Die Borsäure, Dinatriumeditat, Polaxoxim 1 %, Natriumborat und Natriumchlorid enthält konserviert mit DYMED® (polyamidopropylbiguanid) 0,0005 %.

WIKUNGSWEISE: Reinigt, Kist und entfernt Ansammlungen von Film, Rückständen und Ablagerungen von weichen Kontaktlinsen. Entfernt schädliche Mikroorganismen auf der Oberfläche der Linse. Spült und benetzt die Linse neu. Einsetzen und dient zu deren Aufbewahrung.
INDIKATIONEN (Anwendung):
BAUSCH + LOMB ReNu MPS Mehrzwecklösung ist für die tägliche Reinigung, Spülung und Aufbewahrung von weichen Tages- und Langzeitkontaktlinsen sowie für deren chemische Desinfektion (nicht durch Hitze) vorgesehen, wie von Ihrem Augenarzt empfohlen.
GEGENANZEIGE (Gründe für die Nichtanwendung):
• Allergie auf einen der Bestandteile dieses Produkts nicht vermeiden.
WARNHINWEISE: PROBLEME MIT KONTAKTLINSEN UND PFLEGEPRODUKTEN FÜR LINSEN KÖNNEN ZU HORNHAUTENTZÜNDUNGEN UND/ODER GESICHTSREIZEN UND SOMIT ZUM SEHRLEISTEN (BLINDHEIT) FÜHREN. ES IST SEHR WICHTIG, DAS SIE DIE ANWEISUNGEN IHRES AUGENARZTES SOWIE DIE ANLEITUNG AUF DEM ETKETT ZUR SACHGEMÄSSEN VERWENDUNG DER LINSEN, DER PFLEGEPRODUKTE UND DER LINSENBEHÄLTER BEFOLGEN.
Folgende Probleme und deren mögliche Ursachen sollten Ihnen bekannt sein:
• Stechen, brennend, juckende Augen (Irritation) oder andere Augenbeschwerden
• Weniger Tragekomfort als beim ersten Tragen
• Ungewöhnliche Gefühle wie Sand im Auge, Fremdkörper, angekratzter Bereich
• Übermäßige Trännung im Auge oder ungewöhnlicher Augenfluss
• Rötung des Auges
• beidseitige rote Augen (geringe Sehqualität)
• Verschwommene Sicht, Regenbogen oder Lichtböen um Objekte herum
• Lichtempfindlichkeit (Photophobie)
• Trockene Augen
• Fall eine der oben genannten Beschwerden auftritt, nehmen Sie die Kontaktlinse sofort heraus. Verschwindet das Unbehagen oder Problem, sehen Sie sich die Linse genau an.
• Bei Linse auf irgendeine Weise beschädigt, setzen Sie sie auf keinen Fall wieder ein. Geben Sie die Linse in den Linsenbehälter und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Augenarzt auf.
• Befindet sich Ihr Auge in Schutzhaut, eine Wunde oder ein Fremdkörper oder aber das Problem verschwindet und die Linse weist keinerlei Beschädigung auf, reinigen, spülen und desinfizieren Sie die Linse gründlich und setzen Sie sie wieder ein.

REINIGEN UND AUFBEWAHREN IHRE LINSEN:
• Füllen Sie Ihren Linsenbehälter jedes Mal mit frischer Lösung, wenn Sie Ihre Linsen hineingeben. Füllen Sie Lösung nie nur auf und verwenden Sie sie nicht erneut. Entsorgen Sie die Lösung sofort, nachdem Sie Ihre Linsen in den Behälter gegeben haben.
• Bringen Sie Ihre Linsen nie mit Wasser in Berührung und lagern Sie sie nicht in Ihre Verpackung. Verwenden Sie auch keines zum Ausspülen Ihre Linsenbehälter, unabhängig davon, ob es sich um Leitungswasser abgibt. Wechseln Sie auch keine andere, nicht sterile Lösung.
PFLEGE DER SPINENHÄLTER:
• Reinigen und spülen Sie Ihren Linsenbehälter jedes Mal, wenn Sie Ihre Linsen herausnehmen, mit ReNu MPS Mehrzwecklösung und lassen Sie ihn 4 bis 6 Stunden luft trocknen.
• Reinigen Sie Ihren Linsenbehälter, während er an der Luft trocknet.
• Befüllen Sie Ihren Linsenbehälter, abhängig von Ihrem Hygienegewohnheiten, regelmäßig.
WARNUNG:
• Die Nichtentorgung der Lösung aus dem Linsenbehälter nach jeder Benutzung, das Nachfüllen oder der Einsatz von Wasser zur Pflege der Linsenreinigung führt, was wiederum zu Verletzungen am Auge und möglicherweise zu Sehverlust führen kann.
• Halten Sie sich ausnahmslos an die auf dem Etikett des Produkts dargestellten Zeiten für das Abreiben und Spülen der Linsen, um Ihre Linsen adäquat zu desinfizieren und das Risiko einer Linsenverunreinigung zu reduzieren. Bei einer zu niedrigen Abreibungs- und/oder Spülzeit werden Ihre Linsen möglicherweise nicht ausreichend gereinigt.
• Verwenden Sie niemals Wasser, Kochsalzlösung oder Benetzungstropfen zur Desinfektion Ihrer Linsen. Diese

Lösungen desinfizieren Ihre Linsen nicht. Nicht die empfohlenen Desinfektionslösungen zu verwenden kann zu einer schweren Infektion, zu Sehverlust oder Blindheit führen.
• Lagern Sie Ihre Linsen nicht in Wasser oder unsterilen Lösungen und spülen Sie damit nicht Ihren Linsenbehälter. Spülen Sie Ihre frische Mehrzwecklösung, damit Sie Ihre Linsen oder Ihren Linsenbehälter nicht kontaminieren. Die Verwendung einer unsterilen Lösung kann zu einer schweren Infektion, zu Sehverlust oder Blindheit führen.
• Die Verwendung Ihrer Mehrzwecklösung nach dem Entgorgungdatum kann zu einer Kontamination der Lösung und möglicherweise zu einer schweren Infektion, zu Sehverlust oder Blindheit führen.
WICHTIGE RICHTLEITUNG:
• Halten Sie sich gründlich an die Gebrauchsanweisung. Das Nichtbefolgen der Gebrauchsanweisung kann zu Sehverlust (Blindheit) führen.
• Besuchen Sie Ihren Augenarzt zweimal im Jahr oder auf Anweisung häufiger.
• Waschen und trocknen Sie stets Ihre Hände, bevor Sie die Linsen anlassen.
• Verwenden Sie für Ihre Linsen und Ihren Linsenbehälter kein Leitungswasser, abgefülltes Wasser und keinen Spülwein.
• Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion der Kontaktlinsen nur frische Lösung.
• Entsorgen Sie zurückbleibende Lösung in Ihrem Linsenbehälter nach jedem Desinfektionszyklus.
• Kochsalzlösungstropfen und Benetzungstropfen bewirken keine Desinfektion Ihrer Linsen.
• Wechseln Sie Lösung, Linsen und Linsenbehälter immer gemäß den Anweisungen.
• Vermeiden Sie es, dem Rand des Behälters mit anderen Oberflächen in Berührung zu bringen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Setzen Sie die Kapsen nach Gebrauch wieder auf.
• Verwenden Sie in Verbindung mit dieser Lösung keine Augenmedikamente, außer unter ärztlicher Aufsicht.
• Nicht zur oberflächlichen Desinfektion mit Hitze geeignet.
VORSICHTSMASSNAHMEN:
• Flasche bei Nichtanwendung mit Verschluss.
• Vor Ihre Linse auf irgendeine Weise beschädigt, setzen Sie sie auf keinen Fall wieder ein.
• Schützen Sie die rechte Lösung innerhalb von 90 Tagen nach dem Öffnen weg.
• Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
• Bei Raumtemperatur lagern.

WICHTIG: Bei anhaltender oder sich verschlechternder Augenreizung oder übermäßiger Trännung oder bei Beeinträchtigung des Sehvermögens verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich sofort an Ihren Augenarzt.
Nebenwirkungen (Probleme und Maßnahmen):
Folgende Probleme und deren mögliche Ursachen sollten Ihnen bekannt sein:
• Stechen, brennend, juckende Augen (Irritation) oder andere Augenbeschwerden
• Weniger Tragekomfort als beim ersten Tragen
• Ungewöhnliche Gefühle wie Sand im Auge, Fremdkörper, angekratzter Bereich
• Übermäßige Trännung im Auge oder ungewöhnlicher Augenfluss
• Rötung des Auges
• beidseitige rote Augen (geringe Sehqualität)
• Verschwommene Sicht, Regenbogen oder Lichtböen um Objekte herum
• Lichtempfindlichkeit (Photophobie)
• Trockene Augen
Fall eine der oben genannten Beschwerden auftritt, nehmen Sie die Kontaktlinse sofort heraus. Verschwindet das Unbehagen oder Problem, sehen Sie sich die Linse genau an.
• Bei Linse auf irgendeine Weise beschädigt, setzen Sie sie auf keinen Fall wieder ein. Geben Sie die Linse in den Linsenbehälter und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Augenarzt auf.
• Befindet sich Ihr Auge in Schutzhaut, eine Wunde oder ein Fremdkörper oder aber das Problem verschwindet und die Linse weist keinerlei Beschädigung auf, reinigen, spülen und desinfizieren Sie die Linse gründlich und setzen Sie sie wieder ein.

Bestehen Sie Probleme weiterhin, nehmen Sie die Linse sofort wieder heraus und wenden Sie sich an Ihren Augenarzt.
Tritt eines der oben dargelegten Symptome auf, könnte ein schwerwiegender Zustand, z. B. eine Infektion, ein Hornhautentzündung oder eine Hornhautverwachsung vorliegen. Lassen Sie das Problem umgehend von einem Arzt untersuchen und behandeln, um eine schwerwiegende Schädigung des Auges zu vermeiden. Wenn Sie Ihre Linsen ausausrufen, um eine mögliche Augeninfektion untersuchen zu lassen, bringen Sie Ihre Linsen mit Ihrer Lösung und dem Linsenbehälter zu Ihrem Termin für eine mögliche Kultivierung mit, damit die Identität von Mikroorganismen besser festgelegt werden kann.
Gelegente Hygiene der Linsenpflege:
• Waschen Sie sich vor dem Ansetzen der Linsen immer gründlich die Hände.
• Reinigen, spülen und desinfizieren Sie Ihre Linsen jedes Mal, wenn Sie sie herausnehmen.
• Nehmen Sie sich immer nur eine Linse vor, entweder die linke oder die rechte, um versehentliches Vertauschen zu vermeiden.
• Entfernen und spülen Sie den Linsenbehälter nach der Benutzung immer mit frischer ReNu MPS Mehrzwecklösung aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
Lieferform: Die ReNu MPS Mehrzwecklösung ist in sterilen Plastikflaschen mit 60 ml, 120 ml und 240 ml/300 ml erhältlich. Flaschen und Verpackung sind mit einer Chargennummer und einem Verfallsdatum versehen. AUSGABEDATUM: 2021-04

it: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE QUESTO FOLLIO PER FUTURE CONSULTAZIONI.

BAUSCH + LOMB

ReNu MPS® Multi-Purpose Solution

ISTRUZIONI: Per pulire e disinfettare, completare questi semplici passaggi.
• Applicare 3 gocce soluzione ReNu MPS Multi-Purpose Solution su ciascun lato della superficie della lente e strofinare delicatamente per 20 secondi.
PUNTO 2: Risciacquare accuratamente ogni lato della lente con ReNu MPS Multi-Purpose Solution.
• Ripetere il passaggio 2 e strofinare delicatamente la superficie della lente con ReNu MPS Multi-Purpose Solution prima di indossare le lenti. Tenere in immersione per almeno 4 ore. Ricordare di utilizzare sempre soluzione fresca.
• La soluzione tra non è pronta per essere indossata. Non è necessario alcun prodotto addizionale. Se la lente o il contatto fosse intaccato, risciacquare con ReNu MPS Multi-Purpose Solution prima di applicarli.
• Conservare sempre le indicazioni fornite dal proprio professionista della visione. In base alla composizione chimica delle proprie lenti e alla frequenza di utilizzo delle lenti a contatto, il proprio professionista della visione potrebbe consigliare di utilizzare altri prodotti e adottare altre procedure.
CURA SETTIMANALE: Per alcuni pazienti potrebbe essere necessario rimuovere i depositi proteici con un detergente enzimatico. Consultare il proprio professionista della visione. Nota: Una corretta cura delle lenti richiede la rimozione dei depositi proteici dalle lenti.
CURA DEI PORTANTI: Conservare le lenti nei portanti chiusi per un massimo di 30 giorni fino al momento di utilizzarle.
CONTENUTO: Una soluzione sterile e isotonica contenente acido borico, disodio edetato, polaxoxim 1%, sodio edetato, in base a quanto specificato nel proprio foglio informativo. Questo prodotto è un prodotto farmacia.

CONTRAINDICAZIONI (motivi per non utilizzare il prodotto):
• Non utilizzare in caso di irritazione o ad qualsiasi degli ingredienti di questo prodotto.
AVVERTENZE: PROBLEMI CON LE LENTI A CONTATTO E CON I PRODOTTI PER LA CURA DELLE LENTI POTREBBERO CAUSARE INFEZIONI DELLA CORNEA E ULCERE E COMPARTARE LA PERDITA DELLA VISTA

CECITA'. È essenziale seguire i consigli del proprio professionista della visione e tutte le indicazioni riportate nella confezione e sui prodotti per la cura della lente. La presenza di infezioni oculari, irritazioni o lesioni alla cornea, patologie oftalmiche, include ulcere corneali, possono svilupparsi con notevole rapidità a causare la perdita della vista (cecità). Le lenti per uso giornaliero non sono indicate per il portno notturno e non devono essere utilizzate durante il sonno. È importante ricordare che indossare questo tipo di lenti di notte accresce il rischio di gravi reazioni avverse. Le lenti ad uso continuo devono essere tolte regolarmente, per l'avviaggio e la disinfezione giornaliere per essere sostituite regolarmente secondo le istruzioni del proprio professionista della visione. È importante dimostrare una maggior incidenza di reazioni avverse gravi fra gli utilizzatori di lenti ad uso continuo rispetto a quelli che indossano lenti giornaliere. È inoltre dimostrato che il rischio di reazioni avverse gravi aumenta in relazione alla durata di utilizzo delle lenti a contatto senza essere pulite, disinfettate o sostituite. L'incidenza di tali reazioni è maggiore fra i fumatori. In caso di fastidio agli occhi, l'irritazione eccessiva, problemi di vista onessario, rimuovere immediatamente le lenti e rivolgersi subito a proprio oculista. Quando si verificano irritazioni o lesioni, non utilizzare un prodotto oculistico almeno due volte al giorno o con maggiore frequenza, se necessario.
CONSERVAZIONE DELLE LENTI NELLA SOLUZIONE.
• Rimuovere i portanti con soluzione nuova ogni volta che si ripongono le lenti, senza "abbraccio" o riutilizzare la soluzione. Dopo che le lenti sono state rimosse dai portanti, eliminare immediatamente la soluzione.
• Non esporre né conservare le lenti o risciacquare i portanti con altri tipi di acqua, come ad esempio acqua di rubinetto, in bottiglia o distillata, o in qualsiasi altra soluzione non sterile.
PORTANTE:
• Dopo aver rimosso le lenti, pulire, sciacquare i portanti con ReNu MPS Multi-Purpose Solution e lasciar asciugare all'aria. Per eliminare la soluzione in eccesso, tenere i portanti capovolti mentre si asciugano.
• Sostituire il portante frequentemente, in base alle proprie abitudini igieniche.
AVVERTENZE:
• L'uso prolungato di un "abbraccio" della soluzione oppure l'uso di acqua per la pulizia delle lenti potrebbe causare la contaminazione delle stesse, con conseguente rischio di lesioni oculari e potenziale perdita della vista.
• Effettuare la pulizia e il risciacquo completi delle lenti, seguendo le indicazioni riportate nella confezione, per disinfectarne in modo adeguato e ridurre il rischio di contaminazione. Uno strofinamento o risciacquo

inestetico potrebbero non essere sufficienti a pulire le lenti.
• Non usare mai acqua, soluzione salina o acqua bollita per disinfectare le lenti. Queste soluzioni non disinfectano le lenti. Il mancato utilizzo della disinfezione raccomandato può causare infezioni gravi, perdita della vista o cecità.
• Non conservare le lenti o sciacquare i portanti con acqua o una qualsiasi altra soluzione non sterile. Utilizzare solo una Soluzione Unica fresca in modo da non contaminare le lenti o i portanti. L'uso di una soluzione non sterile può causare infezioni gravi, perdita della vista o cecità.
• L'uso della Soluzione Unica oltre la data di scadenza può provocare la contaminazione della soluzione e causare infezioni gravi, perdita della vista o cecità.
INFORMAZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA:
• Seguire sempre le istruzioni per l'uso del prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare la perdita della vista o cecità.
• Sottoporri ad un controllo oculistico dove l'occhio è affetto da una condizione di salute che necessita di cure. Le prime di toccare le lenti, lavarsi ed asciugarsi sempre le mani.
• Non pulire le lenti o i portanti con acqua di rubinetto, in bottiglia o con la saliva.
• Per altre informazioni sulle lenti a contatto utilizzare solo soluzioni fresche.
• Dopo ciascun ciclo di disinfezione, rimuovere la soluzione residua dai portanti.
• Le soluzioni saline o le acque umidificate non disinfectano le lenti.
• Sostituire le soluzioni, le lenti e il portante come da istruzioni.
• Per evitare contaminazioni, il beccuccio della fazione non deve venire a contatto con altre superfici. Dopo l'uso, richiudere il flacone.
• Non utilizzare farmaci per gli occhi insieme a questa soluzione in un solo contenitore medico.
• Non indicata per l'uso con la disinfezione termica (a caldo).
PRECAUZIONI:
• Quando non utilizzato, assicurarsi che il flacone sia accuratamente chiuso.
• Da utilizzare prima della data di scadenza indicata sulla confezione e sul flacone.
• Gettare la soluzione residua 90 giorni dopo la prima apertura.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Conservare a temperatura ambiente.
IMPORTANTE: In caso di irritazione o lacerazione eccessiva, persistenza o peggioramento di tali disturbi, oppure in caso di deficit visivo, consultare immediatamente il proprio professionista della visione.
Reazioni avverse (problemi di sicurezza):
È necessario essere consapevoli del fatto che si potrebbero presentarsi i seguenti problemi:
• Dolore pungente, bruciore, prurito (irritazione) o altri dolori localizzati all'occhio

• Le lenti risultano meno confortevoli rispetto alla prima volta che sono state indossate
• Sensazione di acqua, irritazione salina o acqua bollita non usata per disinfectare o stendere o graffiare)
• Secrezione lacrimale (lacrime) eccessive o secrezioni isolate
• Occhi arrossati
• Ridotta nitidezza della visione (scarsa acuità visiva)
• Vista sfocata, arcobaleni o aloni intorno agli oggetti
• Sensibilità alla luce (fotofobia)
• Secchezza oculare
Rimuovere immediatamente le lenti nel caso si verifichi una qualsiasi delle condizioni indicate sopra. Se il problema persiste, consultare il proprio professionista della visione. Le reazioni avverse di questo modo danneggiano l'indossamento. Riporre le lenti nei portanti e richiederle consiglio al proprio professionista della visione.
• In caso di presenza di un difetto o di un altro corpo estraneo, oppure se il problema scompare e la lente non sembra essere danneggiata, pulire accuratamente, sciacquare e disinfectare prima di indossarla nuovamente.
Se il problema persiste, rimuovere immediatamente la lente e rivolgersi al proprio professionista della visione.
I problemi sopra elencati possono essere segnali di una condizione grave, come ad esempio un'infezione, un trauma corneale, una neovascolarizzazione o un'ulcera. Sottoporri immediatamente a visita oculistica per identificare il problema e ricevere le cure necessarie per evitare danni oculari gravi. Quando ci si reca dal proprio oculista per una sospetta infezione agli occhi, portare con sé le lenti, le soluzioni e gli portanti in modo da permettere al proprio oculista di eseguire un'indagine medica e diagnosticare il problema.
Cura delle lenti a contatto:
• Pulire, sciacquare e disinfectare le lenti ogni volta che vengono rimosse dal beccuccio.
• Applicare le lenti sempre nello stesso ordine, la destra o la sinistra, per evitare di confonderle.
• Dopo l'uso, svuotare e sciacquare il portante con ReNu MPS Multi-Purpose Solution e lasciarle asciugare all'aria.
Confezioni: ReNu MPS Multi-Purpose Solution è disponibile per Fracquisti in flaconi di plastica sterili da 60 ml, 120 ml, 240 ml e 300 ml. I flaconi e le confezioni sono contrassegnati con un numero di lotto e la data di scadenza.
DATE DI DIMISSIONE: 2021-04

fr: VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER POUR POUVOIR LA CONSULTER ULTERIEUREMENT.

BAUSCH + LOMB

ReNu MPS® Solution multifonctions

MODE D'EMPLOI: Pour nettoyer et désinfecter, suivez ces étapes simples.
ÉTAPE 1 : Placez 3 gouttes de solution multifonctions ReNu MPS de chaque côté de la surface de la lentille et massez délicatement pendant 20 secondes.
ÉTAPE 2 : Rincez soigneusement chaque côté de la lentille avec la solution multifonctions ReNu MPS.
ÉTAPE 3 : Placez la lentille de contact nettoyée dans l'étui à lentilles et remplacez ce dernier de solution multifonctions ReNu MPS neuve. Faites tremper les lentilles pendant au moins 4 heures. Pensez à toujours utiliser de la solution neuve.
Vous pouvez maintenant mettre vos lentilles. Assuez un rinçage avec une solution saline avant l'insertion. Suivez toujours les instructions de votre ophtalmologue. En fonction de la composition de vos lentes et de votre fréquence de port des lentes, votre ophtalmologue pourra recommander d'autres produits ou procédures.
NETTOYAGE HEBDOMADAIRE: Une désépuration avec un nettoyant approprié peut être nécessaire pour certains patients. Veuillez consulter votre ophtalmologue. Remarque : Un bon entretien des lentilles nécessite l'élimination des dépôts de protéines de vos lentilles.
CONSERVATION : Vous pouvez conserver vos lentilles dans l'éui à lentilles ferme jusqu'à ce que vous soyez prêt(e) à les porter, pendant un maximum de 30 jours.
CONTENU : Solution isototomique sterile contenant de l'acide borique, de l'édetate disodique, de la poloxoxime 1 %, du chlorure de sodium et du chlorure de sodium ; conserve avec du DYMED® (polyamidopropyl biguanide) 0,0005 %.
ACTION :
Nettoie, décolle et élimine les accumulations de films, dépôts et débris des lentilles de contact souillées. Détruit les micro-organismes nuisibles à la surface de la lentille. Rince, conserve et humidifie les lentilles avant l'insertion.
INDICATIONS (Utilisations):
La solution multifonctions BAUSCH + LOMB ReNu est indiquée en utilisation quotidienne pour le nettoyage, le rinçage et la conservation des lentilles de contact souples à usage quotidien et prolongé et la désinfection chimique (sans chaleur), comme recommandé par votre ophtalmologue.
CONTRA-INDICATIONS (Raisons de ne pas utiliser ce produit):
• Si vous êtes allergique à l'un des composants de ce produit, ne l'utilisez pas.
• Ne pas utiliser avec des produits contenant des produits laitiers et/ou des produits pour la vision (CECITE).
Il est primordial de respecter les instructions de votre ophtalmologue et aussi les indications figurant sur l'emballage et sur les produits pour lentilles, y compris l'éui à lentilles.
Des problèmes oculaires, notamment les ulcères de la cornée, peuvent se développer rapidement et entraîner une perte de la vision (cécité). Le port des lentilles n'est pas indiqué ni autorisé, dès lors que l'on constate que vous dormez. Des études cliniques ont démontré que le risque que des effets indésirables graves surviennent pendant la nuit est plus élevé la nuit. Les lentilles doivent être régulièrement retirées pour le nettoyage et la désinfection et jetées et remplacées à la fréquence indiquée par votre ophtalmologue. Des études cliniques ont démontré que le port prolongé des lentilles de contact entraîne plus de risques indésirables graves étant accrue si les lentilles sont portées trop longtemps avant d'être retirées pour le nettoyage et la désinfection et jetées et remplacées. Autre fait démontré par des études: Les fumeurs ont plus de risques de subir des effets indésirables. Vous subissez une gêne oculaire, un larmoiement excessif, des troubles de la vision, des rougeurs oculaires, retirez immédiatement vos lentilles et contactez votre ophtalmologue. Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contacter leur ophtalmologue deux fois par an ou davantage, si cela s'avère nécessaire.
TREMPE ET CONSERVATION DE VOS LENTILLES :
• Si vous devez attendre avant de porter vos lentilles, conservez-les dans une solution fraîche, mais n'ajoutez ni eau ni solution de rinçage.
• Si vous devez porter vos lentilles, conservez-les dans une solution fraîche ou utilisez un produit adapté à votre type de lentes.
ENTRETIEN DE L'ÉUI À LENTILLES :
• Nettoyez, rincez et laissez sécher à l'air libre votre éui à lentilles avec la solution multifonctions ReNu MPS chaque fois que vous retirez vos lentilles. Afin de permettre à l'excès de solution de s'évaporer, vous pouvez retourner l'éui à lentilles pour l'aider à sécher à l'air libre.
• Remplacez fréquemment votre éui à lentilles, en fonction de vos habitudes en matière d'hygiène.
AVERTISSEMENT :
• Si vous ne vérifiez pas la solution de l'éui à lentilles après chaque utilisation, si vous rajoutez de la solution ou si vous utilisez de l'eau pour le traitement de vos lentilles, vous risquez une contamination susceptible d'entraîner des blessures oculaires et une perte de la vision.
• Respectez les durées recommandées de massage afin de nettoyer les lentilles qui figurent sur l'emballage afin de les désinfecter correctement et de réduire le risque de contamination. Si vous réduisez les durées de massage et de rinçage, vos lentilles ne seront plus suffisamment propres.
• Utilisez jamais d'eau de solution saline ou de gouttes larmogènes pour désinfecter vos lentilles. Ces solutions ne désinfectent pas vos lentilles. Le fait de ne pas utiliser le désinfectant recommandé peut entraîner une infection sévère, une perte de la vision ou la cécité.

BAUSCH + LOMB Incorporated, 1401 North Goodman St., Rochester NY 14609 USA	BAUSCH + LOMB Incorporated, Cork Road Industrial Estate, Waterford, X91 V383, Ireland
STERILE A	CE 0050
Hergestellt in Italien / Prodotto in Italia / Fabriqué en Italie www.bausch.com	PIDFFR702 154084655V-01

© 1999-2021 Warenauch von Bausch & Lomb Incorporated oder ihren Tochtergesellschaften. © 1999-2021 marchi registrati di Bausch & Lomb Incorporated di tutti gli uffici affiliate. © 1999-2021 sont des marques de commerce de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales. © Bausch & Lomb Incorporated